





Greenland Medical

# РАДИОВОЛНА

## ДЛЯ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ





Основная особенность воздействия высокочастотных радиоволн - сфокусированный эффект реза или коагуляции, который разрушает и испаряет отдельные клетки, минимизируя воздействие на остальные ткани. При воздействии радиоволны не происходит латерального нагрева ткани и самого электрода. Уменьшение повреждения окружающих тканей - гарантия быстрой регенерации и минимальной болезненности.

## Радиочастотная технология 3.8MHz - 4MHz

Аппараты серии RFS обеспечивают постоянно-линейную мощность с точным и предсказуемым контролем. Это гарантирует быстрое заживление с минимальными рубцовыми изменениями и позволяет избежать таких послеоперационных осложнений, как травма, боль, отек и инфекция. Наши аппараты RFS являются высокочастотными радиохирургическими аппаратами со звуковым сигналом, который информирует о том, что аппарат включен. Этот сигнал включается независимо от того, активирован ли аппарат кнопкой рукоятки или педалью.




### Почему радиохирургия безопасна?

- ✓ Исключается возможность получения ожога от нейтрального электрода - так как для радиохирургических аппаратов не обязателен прямой плотный контакт между нейтральным электродом и кожей пациента.
- ✓ Исключена вероятность ожога отраженным лучом или лучом, просвечивающим сквозь ткань, что выгодно отличает радиоволны от лазера.
- ✓ Точный и аккуратный разрез. Во время операции хирург тактильно чувствует ход разреза практически не оказывая давление на ткань.
- ✓ Минимальная область тканевого некроза и ожога. Радиоволновая энергия имеет низкую температуру и не нагревает ткань.



## Радиоволновой лифтинг



С возрастом кожа лица и тела теряет молодость и привлекательность – снижается тонус, появляются морщины, кожа обвисает, контуры лица и тела «плывут», становятся менее четкими.


Желание продлить молодость не прибегая к радикальным хирургическим методам – естественное желание многих женщин и мужчин.

Радиоволновой лифтинг лица и тела это курс из 2-3 процедур, представляющих собой воздействие на кожу специальными электродами UviSkin с циркониевым покрытием. В процессе воздействия клиент ощущает приятное тепло.


Результатом процедур является стимуляция естественной выработки коллагена, повышение тонуса кожи, разглаживание морщин.

## Электроды UviSkin

Электроды UviSkin с циркониевым покрытием разработаны для проведения процедур радиоволнового лифтинга лица, тела, а так же эстетической гинекологии – радиоволнового лифтинга вульвы. Электроды не имеют ограничения по времени работы – приобретая набор электродов Вы сможете дарить людям красоту многие годы!



## Вагинальный радиоволновой лифтинг UviGyne



- ✓ Стрессовое недержание мочи
- ✓ Пропалс стенок влагалища
- ✓ Атрофические изменения слизистой вульвы и влагалища
- ✓ Послеродовое растяжение влагалища
- ✓ Потеря упругости и изменения рельефа стенок влагалища
- ✓ Улучшение формы наружных половых органов
- ✓ Диспареуния
- ✓ Сухость влагалища

## RFS 3800K

Основные характеристики:

Рабочая частота: 3,8 МГц

Мощность: 100 Вт

**Режимы работы:**

- Рез
- Рез с коагуляцией
- Коагуляция
- Фульгурация



## RFS 4000K

Рабочая частота монополярных электродов: 4,0 МГц

Рабочая частота биполярных электродов: 1,71 МГц (коагуляция)

Мощность: 100 Вт, настраиваемая с точностью 1 Вт

Электропитание: 220 В, 50 Гц

**Режимы работы:**

- Рез
- Рез с коагуляцией
- Коагуляция
- Биполярная коагуляция
- Фульгурация



Отсканируйте QR-код,  
чтобы узнать больше