


Процедурный светильник серии **Green Series™** 900 компании Welch Allyn



6 СИДов



Бесконтактное вкл/выкл
с функцией регулировки
яркости

В комплект входит одноразовый
футляр—Используйте №52630

Светильники для медицинского осмотра серии **Green Series™**



WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™



Белее, светлее и экологичнее

Характеристики процедурного светильника GS 900:

- Включает шесть СИДов, сочетает в себе чрезвычайную долговечность и маневренность, а также непревзойденное качество света и множество вариантов установки
- Минимальное тепловыделение и высокая цветовая температура
- Меньшее энергопотребление
- Нет необходимости замены лампы



Световые характеристики	Кол-во СИДов	6 белых СИДов
	Цветовая температура	5 500 К
	Интенсивность света на рабочем расстоянии	80 000 люкс на 61 см (24 дюйма) 65 000 люкс на 100 см (40 дюймов)
	Размер светового пятна на рабочем расстоянии	28 см на 61 см (24 дюйма) 23 см на 100 см (40 дюймов)
Физические размеры	Передвижная стойка	95 см (37,5 дюймов)
	Установка на стену	175 см (69 дюймов)
	Установка на потолок	175 см (69 дюймов)
	Поднимание/опускание с потолка	95 см (37,4 дюймов)
	Светильник (высота/ширина/глубина)	34,9 / 45,8 / 10,2 см (13,74 / 18,03 / 4,02 дюйма)
	Блок управления (высота/ширина/глубина)	нет
	Передвижная стойка (высота / диаметр)	Основание передвижной стойки: Длина: 55,8 см (21,97 дюйма) Ширина: 56,5 см (22,24 дюйма) Высота: 16,5 см (6,5 дюймов)
	Общий вес, установка на стол/стену	8,12 кг (17,90 фунтов)
	Общий вес, передвижная стойка	20,34 кг (44,85 фунтов)
	Электрические характеристики	Параметры электропитания
Силовой шнур		#18 AWG, 3-проводный заземленный кабель, длиной 2,5 м (8 футов)
Функции управления		Бесконтактное вкл/выкл с регулировкой яркости
Другие характеристики	Варианты установки	Передвижная стойка, установка на стену, потолок
	Тип удлинителя	Система гибкого манипулятора с гибкими шарнирами
	Аксессуары	Одноразовый футляр: P/N 52630 Длина: 22,86 см (9 дюймов)
	Срок эксплуатации	50 000 часов
	Гарантия	Пятилетняя, ограниченная

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:

- АМБУЛАТОРНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ
- ОТДЕЛЕНИЯХ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
- АКУШЕРСКИХ/ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ
- ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
- АМБУЛАТОРНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ МАЛОЙ ХИРУРГИИ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ:



Для размещения заказа обратитесь в соответствующий отдел службы по работе с клиентами.



www.welchallyn.com/greenseries

Центральный офис Welch Allyn
4341 State Street Road, P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, U.S.A.
Телефон: +1.315.685.4602
+1.800.535.6663
Факс: +1.315.685.0054

Европейская служба Welch Allyn по работе с клиентами: +353 46 90 67790
Австралия: +61 29 638 3000
Китай: +86 21 6327 9631
Франция: +33 160 09 33 66
Франция (служба по работе с клиентами): +33 155 69 58 49
Германия: +49 6950 985 132
Испания: +34 912 990 376
Япония: +81 3 3219 0071
Индия: +91 44 4353 5724

Латинская Америка (офис в Майами): +1 305 669 9003
Малайзия: +603 78753341
Нидерланды: +31 202 061 360
Сингапур: +65 6419 8100
Швеция: +46 042 33 02 20
Великобритания: +44 207 365 6780

WelchAllyn

Advancing Frontline Care™

