



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10»**

КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД САРАТОВ»

Исх. № 950
От 27 06 2013 г.

410022, г. Саратов, ул. Заречная, д. 2
тел./факс 39-20-02

Результаты использования аппаратов «Акватон» в отделении восстановительного лечения стационара ГКБ №10.

Саратов, 11. 2012 г.- 06.2013 г.

После приобретения двух аппаратов «Акватон» в период с 11. 2012 г. по 06.2013 г. с их использованием было пролечено 60 человек с пневмонией различной этиологии.

Схема применения: два раза в день по 10 минут, режим Mode 2.

Лечение проводилось в сочетании с лекарственной терапией, выполняемой по стандарту и ЛФК. Другие физиотерапевтические методы у этой группы больных не применяли. За этот период общее количество пролеченных больных с пневмонией составило 180 человек, из которых 60 человек лечились с использованием аппаратов «Акватон».

До этого схема лечения пневмонии кроме лекарственной терапии по стандарту включала в себя использование магнитотерапии, электрофореза, лазеротерапии, ультразвуковых ингаляций с использованием препаратов «Амбробене», «Беродуал» и ЛФК.

Аппараты «Акватон» зарекомендовали себя как высокоэффективное противовоспалительное средство. При его использовании улучшается дренажная функция бронхо-легочной системы и улучшается самочувствие больных.

При их использовании по сравнению с существующей стандартной схемой процесс лечения существенно ускоряется, наблюдается отсутствие рецидивов, которые присутствовали при использовании обычной схемы. Использование аппаратов «Акватон» позволило уменьшить применение ингаляций.

Также было пролечено около 30 человек с гипертонической болезнью. При использовании аппаратов «Акватон» в комплексном лечении гипертонической

болезни перестали использовать гальванизацию шейно-воротниковой зоны, которая имеет ряд противопоказаний (патология молочных желез и др.) и магнитотерапию. По сравнению с существующей стандартной схемой быстрее снижается давление, нормализуется общее состояние и улучшается самочувствие больных.

Аппараты «Акватон» имеют небольшой вес, просты и удобны в эксплуатации. Наличие автономного питания позволяет эксплуатировать их в любых помещениях ЛПУ и дневных стационарах поликлиник.

Следует также отметить практически полное отсутствие электромагнитной нагрузки на персонал ФТО.

Аппараты «Акватон» также имеют существенно меньшую стоимость по сравнению с традиционно применяемыми физиотерапевтическими средствами.

По рекомендации ГКЗ г. Саратова планируется организация обучающих семинаров по использованию аппаратов «Акватон» для врачей физиотерапевтов в условиях ЛПУ.

Вилюмова Жанна Владимировна, зав. ОВЛС ГКБ №10 г. Саратова, гл. специалист ГКЗ г. Саратова по физиотерапии, 8-905-382-5105.

Главный врач

МУЗ «Городская клиническая больница № 10»

Кандидат медицинских наук

Л.В. Максимова

